

# « AURORE »

- REINIGUNGSGERÄT MIT ROTIERENDER TROMMEL -

Die Zeit, die zur Reinigung der Zahnabdrucklöffel im Labor beschäftigt wird, wird heute dank des neuen "Aurore" auch für andere Aktivitäten verwendet.

Das Reinigungsgerät mit rotierender Trommel nimmt mit einem starken und kalten Wasserstrahl die Alginat von den Zahnabdrucklöffeln weg und macht sie wie neu. Praktisch, schnell und benutzerfreundlich: Ein Gerät, das erlaubt, Zeit und Geld zu sparen und das den Kunden saubere und wiederverwendbare Zahnabdrucklöffel liefert.

## Bedienfeld

- START – Taste
- STOP – Taste
- 3 LED – Leuchten
- 3 helle Farben für jede LED
- Die Kombination der Farben und ihre Position zeigt intuitiv den Betriebszustand oder eine Störung des Gerätes.

## Reinigungsgerät von Zahnabdrucklöffel

- Einfach zu benutzen: Die Zahnabdrucklöffel in die rotierende Trommel einfügen und START – Taste drücken.
- Benutzerfreundlich: Eine elektronische Karte verwaltet die Dienste des Gerätes und signalisiert durch LED – Leuchten potenzielle Probleme.
- Professionell: für große Büros.



## Aufladung der Trommel

Der Benutzer kann bis zu maximal 20 Zahnabdrucklöffel einfügen.

## Anzeige und Alarme:

- Durch LED – Leuchten zeigt an:
- Gerät betriebsbereit
  - Einzelzyklus
  - Doppelzyklus
  - Dreifacher Zyklus
  - Oberer Schalte nicht geschlossen
  - Untere Schublade nicht geschlossen
  - Kein Wasser in Eingang
  - Kein Wasserausstoß von unten
  - Vorwarnung: Kundendienst innerhalb von 100 Stunden
  - Alarm: Kundendienst anrufen
  - Arbeitsstunden.

## Abfallsammelkorb

- Um die Verstopfung der Abflüsse und Verschmutzung zu vermeiden, hält die Schublade die Alginat auf, die von den Zahnabdrucklöffeln abgenommen werden.